



BENTLEY

de **pdg**
MOBILITY TECHNOLOGIES

inclinable

manuel



Le point d'inclinaison à l'avant peut se faire jusqu'à 20° sans élévation des genoux

- Propulsion manuelle avec les pieds en position inclinée.
- Construction robuste idéale pour une utilisation intensive.
- Amortisseurs offrant un confort et une protection maximum.
- Réglable.
- Empattement court manœuvrable.
- Assemblage pour le transport optionnel.

pdg
MOBILITY TECHNOLOGIES

FAUTEUILS ROULANTS POUR UNE AUTONOMIE FONCTIONNELLE

www.pdgmobility.com



Bleu sarcelle chatoyant



Rouge écarlate



Noir chatoyant



Orange brûlé



Vert forêt



Violet chatoyant




CADRE AUX COULEURS À LA MODE. POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES COULEURS PERSONNALISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.




Idéal pour la propulsion avec les pieds.



Idéal pour la propulsion manuelle.



Hauteur et profondeur du siège, angle du dossier, et roue arrière réglables.



Amortisseurs offrant un confort et une protection maximum.



Cadre allongé en option pour une stabilité optimale. Option de rembourrage supplémentaire disponible.

Largeur du siège, standard 14 po à 22 po
 Largeur du siège, personnalisée 23 po à 32 po
 Profondeur du siège (réglable) 16 po à 22 po
 Hauteur du siège (réglable) 13 po à 20 po
 Angle du dossier (réglable) 90° à 122°
 Hauteur du dossier 18 po à 26 po
 Inclinaison dynamique 20°

Largeur totale - pour les roues arrières de 12 po et 16 po, utiliser la largeur du siège plus 9,5 po
 - pour les roues arrières de 20 po et 24 po, utiliser la largeur du siège plus 10,5 po

Longueur totale (sans repose-pieds) 28,5 po à 31 po
 Poids maximal 250 lb, mise à niveau jusqu'à 450 lb
 Poids du fauteuil 39 lb (sans repose-pieds, roues, système antibasculement, appui-bras)
 Options pour le transport disponible ANSI /RESNA WC-19
 Garantie Mobilité désire vous assurer que votre fauteuil soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez nous le retourner dans les 30 jours suivant votre achat. Nous vous consulterons par la suite afin de vous assurer un produit ajusté à vos mesures. Garantie à vie sur le cadre.

PDG Mobilité recommande que tous les fauteuils roulants soient équipés en fonction des besoins du client et sous la supervision d'un professionnel de la santé qui connaît bien les besoins spécifiques du client et les limites du produit.

ÉTATS-UNIS

PDG PRODUCT DESIGN GROUP
 PMB # 173 - 1124 FIR AVENUE
 BLAINE, WA
 98230, USA

CANADA

PDG PRODUCT DESIGN GROUP
 UNIT 103 - 318 E KENT AVE S
 VANCOUVER, BC
 V5X 4N6

T : +1 604 323 9220

TÉLÉC. : 1 604 323 9097

SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 888-858-4422

TÉLÉC. SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 877-323-9093

WWW.PDGMOBILITY.COM