

No. de Commande: _____

Détaillant: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Tél.: _____ Téléc: _____

Bénéficiaire: _____

Contact: _____

Date: _____

Expédié à: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Tél.: _____ Téléc: _____

Confirmation de commande par courriel ___.

Adresse courriel: _____

PDG Type de Châssis Bentley - 20 Degrés de Bascule

<input checked="" type="checkbox"/>	360 Fauteuil Bentley à bascule ajustable	\$3,995
-	Anti-basculants recommandés: accessoires de sécurité.	

PDG Ancrage pour Transport Adapté

<input type="checkbox"/>	905 Ancrage pour transport	\$95
-	Inclue support d'ancrages et ceinture de positionnement	
-	Restriction pour ancrages, largeur du siège maximum de 22"	
-	Attachement transit non compatible avec frein par préposé et châssis étendue.	

PDG Option Haute Capacité

<input type="checkbox"/>	OHC Option Haute Capacité (inclue cylindre double à gas)	\$300
-	La capacité maximale standard est de 250lb.	
-	La capacité maximale avec OHC est de 350lb.	
-	La capacité maximale avec OHC et un siège 23" et plus. est de 450lb. Option Haute Capacité est incluse sans frais.	
<input type="checkbox"/>	938 Cylindre double à gas	\$300
-	Nécessaire pour l'utilisateur d'un poids de plus de 200 lbs.	
-	Cylindre double incluse avec un siège de 23" et plus.	
-	Indiquez le poids et la taille de l'utilisateur à la page 2 pour assurer une exécution normal du fauteuil.	

PDG Largeur de Siège - Encercler la largeur désirée

<input type="checkbox"/>	372 14"	S/F
<input type="checkbox"/>	373 15"	S/F
<input type="checkbox"/>	374 16"	S/F
<input type="checkbox"/>	375 17"	S/F
<input type="checkbox"/>	376 18"	S/F
<input type="checkbox"/>	377 19"	S/F
<input type="checkbox"/>	378 20"	\$195
<input type="checkbox"/>	379 21"	\$195
<input type="checkbox"/>	380 22"	\$195
-	Siège de 23" et plus, délai prolongé de 4 - 6 semaines	
-	Cylindre double incluse avec un siège de 23" et plus	
<input type="checkbox"/>	381 23"	\$600
<input type="checkbox"/>	382 24"	\$600
<input type="checkbox"/>	383 25"	\$600
<input type="checkbox"/>	384 26"	\$600
<input type="checkbox"/>	385 27"	\$600
<input type="checkbox"/>	386 28"	\$900
<input type="checkbox"/>	387 29"	\$900
<input type="checkbox"/>	388 30"	\$900
<input type="checkbox"/>	389 31"	\$900
<input type="checkbox"/>	390 32"	\$900

Largeur hors-tout:

Roues arrière 12" / 16" - Largeur siège + 9"

Roues arrière 20" / 24" sans cerceaux - Largeur siège + 9"

Roues arrière 20" / 24" - Largeur siège +10-1/2"

- Sans cerceaux peut diminuée la capacité maximale.

Contactez PDG aux services techniques pour plus de details.

PDG Profondeurs du Siège Ajustable

<input type="checkbox"/>	391 16" (adjustable 16" - 20")	S/F
<input type="checkbox"/>	392 17" (adjustable 16" - 20")	S/F
<input type="checkbox"/>	393 18" (adjustable 16" - 20")	S/F
<input type="checkbox"/>	394 19" (adjustable 16" - 20")	S/F
<input type="checkbox"/>	395 20" (adjustable 16" - 20")	S/F
<input type="checkbox"/>	396 21" (adjustable 16" - 22")	S/F
<input type="checkbox"/>	397 22" (adjustable 16" - 22")	S/F

PDG Couleur du Châssis

<input type="checkbox"/>	361 Noire Métallique	Std
<input type="checkbox"/>	362 Bleu Cosmique	S/F
<input type="checkbox"/>	363 Rouge Mars	S/F
<input type="checkbox"/>	364 Sur commande _____ (délai prolongé)	
-	Couleur sur le châssis inférieure. Châssis supérieure, appuis-bras et dossier sont de couleur noire texturée.	

PDG Options du Siège & Ceintures

<input type="checkbox"/>	437 Sans plaque du siège	Std
<input type="checkbox"/>	438 Plaque du siège rigide	\$140
<input type="checkbox"/>	441 Protège-vêtements (plastique noir)	\$205
-	>>non compatible avec appuis-bras escamotables	
<input type="checkbox"/>	439 Ceinture type Auto sans garniture "BodyPoint"	\$50
<input type="checkbox"/>	440 Ceinture type Auto avec garniture "BodyPoint"	\$110
<input type="checkbox"/>	FPB Ceinture hanche "BodyPoint" 4 points / garnie	\$130
<input type="checkbox"/>	BCS Ceinture poitrine "BodyPoint" sans garniture	\$75
-	Information sur BodyPoint, visiter www.bodypoint.com	

PDG Options Dossier Modulaire

<input type="checkbox"/>	442 Aucun coussin	std
<input type="checkbox"/>	443 Coussins Matrx-V d'une largeur de 14" à 20"	\$590
<input type="checkbox"/>	444 Coussin Spare Matrx-V d'une largeur de 14" à 20"	\$115
<input type="checkbox"/>	445 Coussins Matrx-V de 21" à 22" de large	\$645
<input type="checkbox"/>	446 Coussin Spare Matrx-V de 21" à 22" de large	\$125
<input type="checkbox"/>	447 Coussins mousse contour Solar / texturée < 24"	\$398
<input type="checkbox"/>	448 Coussins mousse contour Solar / texturée 25" à 32"	\$498
<input type="checkbox"/>	449 Coussins réducteur de pression Solar jusqu'à 24"	\$598
<input type="checkbox"/>	450 Coussins réducteur de pression Solar de 25" à 32"	\$698
<input type="checkbox"/>	451 Housse Spare Solar supplémentaire	\$100
-	Encercler la profondeur du coussin: 16" 18" 20" 22"	
-	Dossier Matrx - Encercler la largeur et hauteur	
<input type="checkbox"/>	MPB Matrx PB largeur 15/16/17 ou 17/18/19 ou 19/20	\$695
	Matrx PB hauteur 12" 16" 20"	
<input type="checkbox"/>	MPH Matrx PB largeur 19/20, 20/21, 22/23 ou 24/25	\$995
	Matrx PB hauteur 16" 20"	
<input type="checkbox"/>	955 Matrx PB housse supplémentaire	\$115
<input type="checkbox"/>	MPD Matrx PB large profonde 15/16/17, 17/18/19 ou 19/20	\$845
	Matrx PB hauteur profonde 12" 16" 20"	
<input type="checkbox"/>	MDH Matrx PB largeur prof. 19/20, 20/21, 22/23 ou 24/25	\$1,145
	Matrx PB hauteur profonde 16" 20"	
<input type="checkbox"/>	956 Matrx PB housse supplémentaire profonde	\$125
-	Information sur Matrx, visiter www.motionconcepts.com	

Développant:**No. de Commande:****PDG Information sur Client**

Poids (lbs.) _____ Hauteur (pied / pouce) ____/____

- Le poids et la grandeur sont utilisés pour un ajustement approximatif. Veuillez vérifier lors de la livraison.

PDG Spécification de Bascule >> Client / Préposé

- 853 Actionné par le préposé - Droit Std
- 854 Actionné par le préposé - Gauche S/F
- 855 Actionné par le client - Droit \$99
- 856 Actionné par le client - Gauche \$99
- 857 Actionné par le client et préposé __D__G \$195
- 858 Actionné par le client et préposé __D__G \$195
- 859 Rallonge pour contrôle de la bascule \$48
- Activation par le client peut-être non compatible avec roue 12", appuis-bras courts ou dossier rabattable. Contactez PDG
- Activation par le client est non compatible avec 23" + largeur

PDG Hauteur sol/siège / Roues Avant & Arrière

- Encercler la hauteur du siège qui coïncide avec roues avant et arrière

roues arrière	6" x 1 1/4" roues avant				
12" x 1 1/2"	398 - 13"	399 - 14"	400 - 15"	401 - 16"	S/F
12" x 1 1/2"			402 - 17"	403 - 18"	\$60
16" x 1 3/8"	411 - 15"	412 - 16"	413 - 17"	414 - 18"	S/F
16" x 1 3/8"			415 - 19"	416 - 20"	\$60
20" x 1 3/8"	404 - 13"	406 - 14"	407 - 15"	408 - 16"	S/F
20" x 1 3/8"			409 - 17"	410 - 18"	\$60
24" x 1 3/8"	423 - 15"	424 - 16"	425 - 17"	426 - 18"	S/F
24" x 1 3/8"			427 - 19"	428 - 20"	\$60
roues arrière	8" x 1 1/4" roues avant				
16" x 1 3/8"	417 - 15"	418 - 16"	419 - 17"	420 - 18"	S/F
16" x 1 3/8"			421 - 19"	422 - 20"	\$60
24" x 1 3/8"	429 - 15"	430 - 16"	431 - 17"	432 - 18"	S/F
24" x 1 3/8"			433 - 19"	434 - 20"	\$60

- Roue de 20" ou 24" seulement pour un poids de 350 livres et plus

PDG Roues Arrière & Avant / Essieux

- 365 Essieux filetés Std
- 366 Essieux à dégagement rapide S/F
- 368 Pneumatiques arrière S/F
- 369 Pneumatiques arrière, insertions anti-crevaisons \$200
- RHC Roues à rayons Haute Capacité \$350
- Roues arrière 24" seulement
- La capacité de poids maximale est de 450lb.
- 436 Roues avant 8" x 2" uréthane (arrière 16" ou 24") \$125
- 906 Roues avant 8" x 2" pneumatique (arrière 16" ou 24") \$145
- 370 Cerceaux de conduite lisses (20" ou 24") Std
- 371 Cerceaux de conduite plastifiés \$200 \$195
- (Roues arrière 20" or 24" seulement)
- PHR Cerceaux à projections verticales (20" ou 24") \$250
- Encercler le nombre de projections 8 - 10 - 12
- Encercler la longueur 3/4" - 1" - 1 1/2"
- Encercler l'angle des (verticale - 45deg - 90deg)
- Délai de 6 semaines pour cerceaux à projections

PDG Hauteurs, Inclinaisons du Siège & Toile de Dossier

- Encercler l'angle du siège désirée
84° 90° 96° 102° 108° 114° 120°
- Hauteur de dossier: siège / barre de poussée
- 456S Hauteur std, à partir du châssis 25" poussée Std
- 456C Hauteur std, à partir du châssis 25" style cane \$15
- Style cane disponible avec siège 14" - 22" de large
- 457S Hauteur élevé, à partir du châssis 31" poussée \$15
- 457C Hauteur élevé à partir du châssis 31" style cane \$15
- Style cane disponible avec siège 14" - 22" de large
- 458 Hauteur/angle ajustable de la barre de poussée \$415
- Hauteur/angle ajustable non compatible avec style cane
- Toiles sont mesurées du siège/ haut de la toile
- 459 Toile de dossier standard ajusté à - 21" \$125
- 460 Toile de dossier standard ajusté à - 22" \$125
- 461 Toile de dossier standard ajusté à - 23" \$125
- 462 Toile courte sur dossier standard seulement (25") ajusté à: 18" 19" 20" \$125
- 464 Toile longue sur dossier élevé seulement (31") ajusté à: 24" 25" 26" \$125
- TDA Toile de tension ajustable \$250
- Encercler la hauteur de la toile >>(21" / 22" / 23")
- 466 Extension du dossier (10") \$150
- Extension de dossier non compatible avec barre ajustable
- 475 30° Dossier inclinable \$1,200
- Barre ajustable recommandée avec le dossier inclinable.
- 476 Dossier rabattable S/F
- Non compatible, dossier inclinable
- 477 Dossier à ressort Std
- Non compatible, dossier inclinable

PDG Types d'Appuis-Bras

- 478 Sans appuis-bras Std
- 479 Pleine longueur 2 prises hauteur non ajustable (12") S/F
- 480 Appuis-bras 2 prises, longs (10" à 14") \$295
- 481 Appuis-bras 2 prises, longs (12" à 16") \$295
- 482 extension des tubes d'appuis-bras 3" vers l'avant \$59
- 483 extension des tubes d'appuis-bras 3" vers l'arrière \$59
- 484 Appuis-bras 2 prises courts (10" à 14") \$295
- 485 Appuis-bras 2 prises courts (12" à 16") \$295
- 486 Appuis-bras pivotants 1 prises. Encercler la hauteur \$275
- 10" 11" 12" 13" 14" long__ court__

PDG Appuis-Bras Spécialité

- 487 Garnitures plus large de 3" (pr) longue__ courte__ \$49
- 489 Appuis-bras TRx Contour - gauche (4.5" x 13") \$85
- 490 Appuis-bras TRx plat - gauche (4.5" x 5") \$55
- 491 Appuis-bras TRx Contour - droit (4.5" x 13") \$85
- 492 Appuis-bras TRx plat - droit (4.5" x 5") \$55
- Garnitures de 3" de larges peuvent interférées avec les roues arrière dans certaines configurations.

PDG Haute Agitation - Châssis Étendue Extra Stable


- CEHC Option châssis étendue haute Capacité \$600
- Châssis étendue permet le préposé de changer d'une opération standard (manoeuvrer facilement les bordures) a une opération extra stable (fournir une stabilité au niveau latérale et arrière additionnelle pour les clients agités)
- Anti-basculants std sont inclus sans frais avec cette option

- **Châssis Étendue Haute Agitation - remodelée pour une durabilité & facilité d'utilisation extérieure.**
 Visitez www.pdgmobility.com et suivre le lien pour fauteuil manuel basculent Bentley .

Besoin d'accessoires sur mesure? www.pdgmobility.com

Unit 102 - 366 East Kent Ave. South, Vancouver, BC V5X 4N6

PDG Bentley brevet # Tél.: 604-323-9220 Sans Frais: 888-858-4422 Téléc.: 604-323-9097 info@pdgmobility.com



Détaillant:**PDG Support pour Ventilateur et Batterie**

- 496 Support pour ventilateur et batterie \$615
 Dimensions ventilateur (LxLxH, pouces): ___ x ___ x ___
 Dimensions Batterie (LxLxH, pouces): ___ x ___ x ___
 - Delais de livraison pour support à ventilateur et batterie
 - Dimensions sur commande pour éviter un délais prolongé

PDG Appui-Tête - par www.stealthproducts.com

- 824 Plaque de montage d'appui-tête \$25
 - *Obligatoire avec l'Appui-tête sur barre poussée
 - Plaque de montage non compatible avec barre ajustable
 - Plaque est universelle avec la plupart des appui-têtes
- ST1 CP175 appui-tête et monture avec garniture de 14" \$465
 ST2 CP275 appui-tête et monture avec garniture de 10" \$465
 - Information sur Stealth, visiter www.stealthproducts.com

PDG Freins, Anti-Basculants Arrière

- 504 Freins à blocage par poussée Std
 505 Freins à blocage par traction S/F
 506 Freins pour préposé \$99
 507 Freins actionnés par le client et préposé \$150
 - Non compatible avec roues arrière de 12"
- 508 Rallonges de leviers de freins \$60
 509 Anti-basculants \$99
 - Anti-basculants recommandés: accessoires de sécurité.

PDG Options d'Appuis-Pieds (en pair) Ajustable de 13" à 17"

- Appuis-pieds ajustable genoux / talon 13" - 17"
 - Mesurées de la plaque du siège aux palettes d'appuis-pieds.
- 510 Sans appui-pied S/F
 511 Appuis-pieds 70° enfichables Std
 512 Appuis-pieds 70° enfichables, rétrécis, amovibles \$290
 513 Appuis-pieds 60° pivotants, amovibles S/F
 514 Appuis-pieds 70° pivotants, amovibles S/F
 515 Appuis-pieds 70° pivotants, rétrécis \$85
 - A-P rétrécis non compatibles avec siège moins de 18"
- 516 Appuis-jambes élévateurs \$355
 520 Appuis-jambes élévateurs compensateurs \$475

No. de Commande:**PDG Options de Palettes (en pair)**

- 533 Palettes standards Std
 534 Palettes ajustables en angles \$155
 535 Palettes surdimensionnées \$120
 - Palettes surdimensionnées pour 16" et plus
- 536 Palette pleine largeur \$350
 Pour appuis-pieds enfichables
- 537 Palette complète pivotante \$395
 - Appuis-pieds enfichables ou pivotants pour < 19"
 - Ces prix s'appliquent avec commande d'un fauteuil.

PDG Accessoires d'Appuis-Pieds/Appuis-jambes

- 538 Courroies appui-talon ajustables (pair) \$55
 539 Courroie appui-molet \$59
 RDM Ressort d'appuis-pieds dynamique Miller's \$99
 - Ce ressort fournit une suspension entre l'appuis-jambe et l'extension de tube pour palettes. Prolonge la durabilités des palettes pour un client avec une tonalité élevée .
- ETR Extension de tubes renforcis (13" - 17" long) \$35
 518 Extension de tubes renforcis (15" - 19" long) \$40
 - Adjustable 15" - 19" (siège/palettes)
 - Tubes renforcis sur palettes std ou ajustable en angle

PDG Système de Protecteurs

- 501 Protecteurs pour châssis et côtés \$425
 - Protège les appuis-bras et appuis-jambes
- 502 Protecteurs pour dossier \$199
 - Mousse d'un pouce pour protection supérieure

Valeur totale au détail \$ _____

Largeur de siège: 14" - 32"
 Profondeurs du siège ajustable: 16" - 22"
 Hauteur sol/siège: 13" - 20"
 Hauteurs & Inclinaisons du siège: 85° - 120°
 Hauteur standard du châssis: 25" or 31"
 Hauteur de la toile de dossier: 18" - 26"
 Bascule dynamique: 0° - 20°
 Largeur hors-tout avec roues 12" & 16" : siège+9.5"

Largeur hors-tout: siège+10.5"
 Largeur hors-tout, roues 20" & 24", sans cerceaux: siège+9"
 Longueur hors-tout sans appuis-pieds: 28" - 35"
 La capacité de poids maximale: 250 lbs
 Option Haute Capacité Poids Maximale: 350 lbs
 Option Haute Capacité EXTRA large Poids Maximale: 450 lbs
 Poids du fauteuil sans accessoires: 50 lbs


Besoin d'accessoires sur mesure? www.pdgmobility.com ILMWTL

Unit 102 - 366 East Kent Ave. South, Vancouver, BC V5X 4N6

PDG Bentley brevet # Tél.: 604-323-9220 Sans Frais: 888-858-4422 Téléc.: 604-323-9097 info@pdgmobility.com