



# ECLIPSE

de **pdg**  
MOBILITY TECHNOLOGIES

## bariatrique

fauteuil roulant manuel



- Pour les personnes de forte taille
- Offre du style et de la qualité
- Empattement plus long pour assurer une excellente manœuvrabilité
- Transportable
- Largeur totale étroite

**pdg**  
MOBILITY TECHNOLOGIES

FAUTEUILS ROULANTS POUR UNE AUTONOMIE FONCTIONNELLE

[www.pdgmobility.com](http://www.pdgmobility.com)



Dossier inclinable en option – s'incline jusqu'à 120°

Poids maximal de 600 lb; mise à niveau jusqu'à 1 000 lb

Le design unique de l'empattement est conçu de façon à supporter presque la totalité du poids sur les roues arrière, permettant aux roues avant de pivoter et de rouler aisément

Dossier, roues arrière, appuie-bras et repose-pieds amovibles pour faciliter le transport

Le cadre rigide offre une haute résistance et de la solidité

Empattement plus long

Bleu sarcelle chatoyant



Rouge écarlate



Noir chatoyant



Orange brûlé



Vert forêt



Violet chatoyant



CADRE AUX COULEURS À LA MODE. POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES COULEURS PERSONNALISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.



Transportable.



Empattement plus long.



Profondeur du siège et angle du dossier réglables.



Largeur totale étroite.



Coussin en mousse spécialement conçue pour les applications bariatriques.

Largeur du siège	(réglable)	20 po à 48 po
Profondeur du siège	(réglable)	16 po à 24 po
Hauteur du siège	(réglable)	14 po à 20 po
Angle du dossier	(réglable)	85° à 100°
Inclinaison		S'incline jusqu'à 130°
Hauteur du dossier		25 po et 30 po
Largeur totale		Largeur du siège plus 7 po

Longueur totale (sans repose-pieds)	31,5 po à 34,5 po
Poids maximal	600 lb, mise à niveau jusqu'à 1 000 lb
Repose-pieds	Relevable à 60°, réglable en hauteur, réglages centraux
Poids du fauteuil	35 lb (sans les montants extérieurs du dossier, appuie-bras, repose-pieds, roues arrière, et système antibasculement)
Garantie	Mobilité désire vous assurer que votre fauteuil soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez nous le retourner dans les 30 jours suivant votre achat. Nous vous consulterons par la suite afin de vous assurer un produit ajusté à vos mesures. Garantie à vie sur le cadre.

PDG Mobilité recommande que tous les fauteuils roulants soient équipés en fonction des besoins du client et sous la supervision d'un professionnel de la santé qui connaît bien les besoins spécifiques du client et les limites du produit. Brevet canadien n° 2,198,643. Brevet des États-Unis n° 5,957,474.

ÉTATS-UNIS  
PDG PRODUCT DESIGN GROUP  
PMB # 173 - 1124 FIR AVENUE  
BLAINE, WA  
98230, USA

CANADA  
PDG PRODUCT DESIGN GROUP  
UNIT 103 - 318 E KENT AVE S  
VANCOUVER, BC  
V5X 4N6

T : +1 604 323 9220  
TÉLÉC. : 1 604 323 9097  
SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 888-858-4422  
TÉLÉC. SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 877-323-9093  
WWW.PDGMOBILITY.COM