



FUZET20

de **pdg**
MOBILITY TECHNOLOGIES

à 20° inclinable



Le point de pivot situé à l'avant offre une inclinaison à 20° tout en gardant les genoux à une hauteur constante

- **S'incline pour un meilleur positionnement et une meilleure posture.**
- **Propulsion manuelle et avec les pieds en position inclinée.**
- **Empattement court manœuvrable.**
- **Largeur réglable.**
- **Profondeur réglable.**
- **Testé pour l'impact.**

pdg
MOBILITY TECHNOLOGIES

FAUTEUILS ROULANTS POUR UNE AUTONOMIE FONCTIONNELLE

www.pdgmobility.com



Bleu sarcelle chatoyant



Rouge écarlate



Noir chatoyant



Orange brûlé



Vert forêt



Violet chatoyant



CADRE AUX COULEURS À LA MODE. POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES COULEURS PERSONNALISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.



Angle du dossier réglable.



Dispositif autobasculant en option disponible.



Système d'arrimage pour le transport en option.



Hauteur de l'essieu et du siège réglable.



Largeur du fauteuil réglable.

Largeur du siège (réglable) 13 po à 20 po
Profondeur du siège (réglable) 15 po à 20 po
Hauteur du siège (réglable) 13 po à 20 po
Angle du dossier (réglable) 90° à 120°
Hauteur du dossier 20 po, 25 po
Inclinaison dynamique -5° à 20°

Largeur totale – T20 Standard
- pour les roues arrières de 12 po et 16 po, utiliser la largeur de siège plus 9,5 po
- pour les roues arrières de 20, 22, et 24 po, utiliser la largeur du siège plus 10,5 po

Largeur totale – T20 Étroit
- pour les roues arrières de 12 po et 16 po, utiliser la largeur du siège plus 7,5 po
- pour les roues arrières de 20, 22, et 24 po, utiliser la largeur du siège plus 8,75 po

Longueur totale (sans repose-pieds) 28 po
Poids maximal 250 lb
Poids du fauteuil 35 lb (sans repose-pieds, roues, système antibasculement, et appuie-bras)
Options pour le transport disponible ANSI /RESNA WC-19
Garantie

Mobilité désire vous assurer que votre fauteuil soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez nous le retourner dans les 30 jours suivant votre achat. Nous vous consulterons par la suite afin de vous assurer un produit ajusté à vos mesures. Garantie à vie sur le cadre.

PDG Mobilité recommande que tous les fauteuils roulants soient équipés en fonction des besoins du client et sous la supervision d'un professionnel de la santé qui connaît bien les besoins spécifiques du client et les limites du produit.

ÉTATS-UNIS
PDG PRODUCT DESIGN GROUP
PMB # 173 - 1124 FIR AVENUE
BLAINE, WA
98230, USA

CANADA
PDG PRODUCT DESIGN GROUP
UNIT 103 - 318 E KENT AVE S
VANCOUVER, BC
V5X 4N6

T : +1 604 323 9220
TÉLÉC. : 1 604 323 9097
SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 888-858-4422
TÉLÉC. SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 877-323-9093
WWW.PDGMOBILITY.COM