



FUZET50

de **pdg**
MOBILITY TECHNOLOGIES

inclinable sans effort



S'incline à 50° sans effort
sans modifier le centre de gravité

- Centre de gravité constant.
- Largeur réglable.
- Profondeur réglable.
- Faible encombrement.
- Montage rapide.
- Testé selon les normes ISOs.
- Testé pour l'impact.

pdg
MOBILITY TECHNOLOGIES

FAUTEUILS ROULANTS POUR UNE AUTONOMIE FONCTIONNELLE

www.pdgmobility.com

FUZET50

LE FAUTEUIL ROULANT MANUEL INCLINABLE IDÉAL POUR VOTRE PROCHAINE APPLICATION CLINIQUE.



Bleu sarcelle chatoyant



Rouge écarlate



Noir chatoyant



Orange brûlé



Vert forêt



Violet chatoyant



CADRE AUX COULEURS À LA MODE. POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES COULEURS PERSONNALISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.



Hauteur du siège réglable.



Position de l'essieu et du siège réglable.



Profondeur du siège et dossier réglable. Système d'arrimage pour le transport optionnel.



Largeur du fauteuil réglable.



Variété de roulettes et de diamètres de roues.

Largeur du siège (réglable) 13 po à 20 po
 Profondeur du siège (réglable) 15 po à 20 po
 Hauteur du siège (réglable) 13 po à 20 po
 Angle du dossier (réglable) 90° à 120°
 Hauteur du dossier 20 po et 25 po
 Inclinaison dynamique 50°

Largeur totale
 - pour les roues arrières de 12 po et 16 po, utiliser la largeur du siège plus 7,5 po
 - pour les roues arrières de 20, 22, et 24 po, utiliser la largeur du siège plus 8,25 po

Longueur totale (sans repose-pieds) 28 po
 Poids maximal 250 lb
 Poids du fauteuil 35 lb (sans repose-pieds, roues, système antibasculement, et appuie-bras)
 Options pour le transport disponible ANSI /RESNA WC-19
 Garantie Mobilité désire vous assurer que votre fauteuil soit à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez nous le retourner dans les 30 jours suivant votre achat. Nous vous consulterons par la suite afin de vous assurer un produit ajusté à vos mesures. Garantie à vie sur le cadre.

PDG Mobilité recommande que tous les fauteuils roulants soient équipés en fonction des besoins du client et sous la supervision d'un professionnel de la santé qui connaît bien les besoins spécifiques du client et les limites du produit.

ÉTATS-UNIS

PDG PRODUCT DESIGN GROUP
 PMB # 173 - 1124 FIR AVENUE
 BLAINE, WA
 98230, USA

CANADA

PDG PRODUCT DESIGN GROUP
 UNIT 103 - 318 E KENT AVE S
 VANCOUVER, BC
 V5X 4N6

T : +1 604 323 9220

TÉLÉC. : 1 604 323 9079

SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 888-858-4422

TÉLÉC. SANS FRAIS (AMÉRIQUE DU NORD) : 877-323-9093

WWW.PDGMOBILITY.COM