



Fuze T50 & FuzeT20

Commande #: _____ Soumission #: _____
 Détaillant: _____
 Adresse: _____
 Ville: _____ Prov: _____ Code Postal: _____
 Tél: _____ Téléc: _____
 Bénéficiaire: _____
 Contact Chez Détaillant: _____

Date: _____ Rep: _____
 Expédié à: _____
 Adresse: _____
 Ville: _____ Prov: _____ Code Postal: _____
 Tél: _____ Téléc: _____
 Confirmation de commande par courriel: Oui ___ Non ___
 Info e-Nouvelle PDG: Oui ___ Non ___ Courriel: _____

Type de Châssis Fuze

- Fuze T50: 50 Degrés de Bascule \$3,995
- Fuze T20: 20 Degrés de Bascule \$3,995

Information sur Client (Utilisés pour un ajustement approximatif)

Poids (Lbs.) _____ Hauteur (Pi./Po.): _____

Options du Châssis Fuze

- Base et structure du siège croissantes standard STD
- La capacité de poids maximale: 250 Lbs.
- Ancrage pour Transport Adapté (TTDS)¹ \$95

¹ TTDS Inklus 4 Ancrages Pour Transport Adapté Installé à la Manufacture Avec Ceinture de Positionnement Ancrée. Les Essais Pour TTDS Ont Été Completer Avec Certification ANSI/RESNA WC 19. Ces Essais Ont Été Completer Avec Plaque de Siège PDG, Coussin et Toile de Dossier PDG.

Largeur de Siège (Adjustable 15" - 20") Ajuster à:

- 15" de Large SF
- 16" de Large SF
- 17" de Large SF
- 18" de Large SF
- 19" de Large SF
- 20" de Large \$195

Profondeurs du Siège (Adjustable 15" - 20") Ajuster à:

- 15" de Profond SF
- 16" de Profond SF
- 17" de Profond SF
- 18" de Profond SF
- 19" de Profond SF
- 20" de Profond SF

Couleur du Châssis (Siège du Châssis: Gris)

- Bleu STD
- Rouge SF
- Noire SF
- Orange SF
- Mauve SF
- Vert SF
- Sur Commande (Délai Prolongé)² \$300

Types d'Appuis-Bras

- Sans Appuis-bras STD
 - Appuis-bras | Prise Fixe SF
 - Appuis-bras | Prise Ajustable - 10" à 14" \$295
 - Appuis-bras Pivotants 90° \$275
- Ajuster à: 10" ___ 11" ___ 12" ___ 13" ___ 14" ___

Garnitures d'Appuis-bras

- Courte SF
- Longue SF
- Garnitures Plus Large de 3" (pr) - ___ Longue ___ Courte³ \$49
- Appuis-bras TRx Contour - Gauche (4.5" x 13")³ \$85
- Appuis-bras TRx Plat - Gauche (4.5" x 5") \$55
- Appuis-bras TRx Contour - Droit (4.5" x 13")³ \$85
- Appuis-bras TRx Plat - Droit (4.5" x 5") \$55

Options du Siège

- Sans Plaque du Siège: STD
- Plaque du Siège Rigide \$140

Options Coussin

- Aucun Coussin STD
- Coussin MaTRx-V: 15" - 20" Large \$590
- Largeur: 15" - 16" ___ 17" - 18" ___ 19" - 20" ___
- Profondeur: 16" - 17" ___ 18" - 19" ___ 20" - 21" ___
- Housse Supplémentaire Coussin MaTRx-V: 15" - 20" Large \$115

Options Hauteur du Siège: Encercler la Hauteur du Siège Ci-dessous:

Hauteur du Siège			
Roues Arrière	Roues Avant 5"		
12"	ND	13	14"
16"	14"	15"	16"
Roues Arrière	Roues Avant 6" / Fourche 6"		
12"	ND	ND	14"
16"	14	15"	16"
20"	16"	17"	18"
Roues Arrière	Roues Avant 6" / Fourche 8"		
16"	ND	15"	16"
20"	16"	17"	18"
22"	17"	18"	19"
Roues Arrière	Roues Avant 8"		
20"	16"	17"	18"
22"	17"	18"	19"
24"	18"	19"	20"

Toutes les Dimensions Sont Approximatives

Options Roues Avant

- 5" x 1-1/4" Uréthane SF
- 6" x 1-1/4" Uréthane SF
- 6" x 1-1/4" Pneumatique \$120
- 8" x 1-1/4" Uréthane SF
- 8" x 1-1/4" Pneumatique \$120
- 8" x 2" Roues avant Uréthane \$135
- 8" x 2" Roues avant Pneumatique \$135

Options Roues Arrière

- 12" en Composite SF
- 16" en Composite SF
- 20" en Composite SF
- 24" en Composite SF
- 22" en Composite SF
- Roues à Rayons 24" Haute Capacité \$350

Options Pneus Arrière

- Pneus Uréthane STD
- Pneumatique⁴ SF
- Pneumatiques Arrière, Insertions Anti-crevaisons⁴ \$200

Apostilles

² Contact PDG pour spécifications.
³ Peut interférer avec les roues avec certaine configuration d'inclinaison.
⁴ Pneumatiques ont une hauteur sol/siège finie de 1/2" plus haut qu'indiqué.

Détaillant: _____ **Commande #** _____ **Soumission #** _____

Type d'Essieux

- Essieux à Dégagement Rapide STD
- Essieux Filetés SF

Options Cerceaux

- Cerceaux de Conduite Lisses ⁵ STD
 - Cerceaux de Conduite Plastifiés ⁵ \$110
 - Cerceaux à Projections Verticales ^{5,6} \$250
- Encerclez le Nombre de Projections: 8 ___ 12 ___ 16 ___
- Encerclez la Longueur: 3/4" ___ 1" ___ 1-1/2" ___
- Encerclez L'angle: 0° ___ 45° ___ 90° ___

Freins, Anti-Basculants Arrière

- Freins à Blocage Par Poussée STD
- Freins à Blocage Par Traction SF
- Freins Pour Préposé \$99
- Rallonges de Leviers de Freins \$60
- Anti-basculants (Paire) ⁷ \$99

Tubulaire de Dossier (Tube 7/8 de Diamètre)

- Barre de Poussée, Largeur Adjustable STD
- Style Cane ⁸ SF

Tubulaire de Dossier Hauteur: (Siège / Barre de Poussée)

- 20" STD
- 25" STD

Options Tubulaire de Dossier

- Hauteur/Angle Adjustable de la Barre de Poussée \$395
- Largeur Adjustable ⁹ \$140
- Bar de Poussée Démontable - Largeur Adjustable ¹⁰ STD
- Encercler L'angle du Siège Desirée: STD
- Ajuster à: 80° ___ 90° ___ 100° ___ 110° ___ 120° ___
- Dossier Rabattable SF

Toile de Dossier

- Sans Toile de Dossier STD
- Toile de Dossier Standard ¹¹ \$125
- Ajuster à: 18" ___ 19" ___ 20" ___ 21" ___ 22" ___ 23" ___
- Toile de Tension Adjustable \$250
- Ajuster à: 21" ___ 22" ___ 23" ___

Dossier MaTRx (www.motionconcepts.com)

- MaTRx PB Standard: \$695
- Largeur: 15"/16"/17" ___ 17"/18"/19" ___ 19"/20" ___
- Hauteur: 12" ___ 16" ___ 20" ___
- Housse Supplémentaire MaTRx PB \$115
- MaTRx PB Profond: \$845
- Largeur: 15"/16"/17" ___ 17"/18"/19" ___ 19"/20" ___
- Hauteur: 16" ___ 20" ___
- Housse Supplémentaire MaTRx PB Profond \$125

Plaque de Montage D'appui-tête (www.stealthproducts.com)

- CP175 Appui-tête et Monture avec Garniture de 14" ¹² \$465
- CP275 Appui-tête et Monture avec Garniture de 10" ¹² \$465

Actionné Par le Préposé

- Actionné par le Préposé - Droit STD
- Actionné par le Préposé - Gauche SF
- Pièce Limitant la Bascule à Moins de 50° ^{13*} SF
- Limiteur de la Bascule à: 20° ___ 25° ___ 30° ___ 35° ___ 40° ___ 45° ___ 50° ___

Options d'Appuis-Pieds

- Sans Appuis-Pieds SF
- Adapteurs Pour Appuis-pieds (Sans Appuis-pieds) SF
- Appuis-pieds 60° Pivotants, Amovibles ¹⁴ SF
- Appuis-pieds 70° Pivotants, Amovibles STD
- Appuis-pieds 70° Pivotants, Amovibles Rétrécis ^{14, 15} \$85
- Appuis-jambes Élévateurs \$355

Options de Palettes

- Palettes Standards STD
- Palettes Ajustables en Angles \$140
- Palettes Surdimensionnées ¹⁶ \$120

Accessoires d'Appuis-Pieds

- Courroies Appui-talon Ajustables \$55
- Courroie Appui-molet \$59

Extension de Tube

- Extension de Tubes (13" - 17" Long) STD
- Extension de Tubes (15" - 19" Long) ¹⁷ \$40

Ceinture de Positionnement

- Ceinture Type Auto Standard "BodyPoint" \$85
- Ceinture Type Auto Avec Garniture "BodyPoint" \$110
- Ceinture Hanche "BodyPoint" 4 Points \$130
- Ceinture Poitrine "BodyPoint" \$75

Valeur au Détail Totale - Cet Ordre \$ _____

Veillez vous assurer que toutes les caractéristiques non-optionnel sont choisis. L'information absente sur le formulaire peut causer un delais. PDG s'engage a offrir une satisfaction et une qualité exceptionnel l'information complete nous aident a atteindre ce but.

Apostilles

⁵ Roue de 20" ou 24" Seulement

⁶ Délai Prolongé de 4 à 6 Semaines.

⁷ Accessoires de Sécurité.

⁸ Non Compatible Toile de Dossier.

⁹ Non Compatible avec Dossier style Cane.

¹⁰ Non Compatible avec Barre de Poussée.

¹¹ Hauteur de Dossier Sont Mesurées du Siège / Haut de la Toile.

¹² Exige un Dossier Solide Pour Support.

¹³ Limite Regler à 40° si Non-indiquer.

¹⁴ Noire Seulement.

¹⁵ Compatible Seulement Avec Siège Plus Grand que 18" de Large

¹⁶ Compatible Seulement Avec Siège Plus Grand que 16" de Large.

¹⁷ Compatible Seulement Sur Palettes Std ou Ajustable en Angle.

* Disponible sur T50 seulement.