

Détaillant: _____

Compte: _____ Tél.: _____ Téléc.: _____

BC: _____

Bénéficiaire: _____ Poids _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province: _____ Code postal: _____

Expédié à: _____

Tél.: _____ Téléc.: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province: _____ Code postal: _____

Confirmation de commande par courriel ____.

Adresse courriel: _____ @ _____

PDG Type de Châssis Stellar - 45 Degrés de bascule

- Fauteuil Stellar à bascule ajustable \$3,995.00
- Support d'attache transit/ceinture pelvienne \$95.00
- Sauf indication contraire, mesures seront ajustées selon celles en foncées.
La capacité de poids maximale est de 350lb. Voir options.
- Le prix de base n'inclus pas d'anti-basculants qui sont requis.

PDG Couleurs

- Bleue Nuit / Noire Froissée S/F
- Bourgogne Laser / Noire Froissée (délai prolongé) S/F
- Noire Métallique / Noire Froissée (délai prolongé) S/F
- Sur commande _____ (délai prolongé) \$300.00

PDG Largeurs du Siège - Encercler la mesure désirée

- 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" S/F
- 21" 22" \$60.00
- 23" 24" 25" 26" (délai prolongé) \$600.00
- 27" 28" 29" 30" 31" 32" (délai prolongé) \$900.00
- Roues arrière 12", ajouter 9-1/2 à la largeur du siege
- Roues arrière 16" - 24", ajoutez 10-1/2 à la largeur du siege
- Deux entretoises à gaz recommandé pour 200lb et plus
- Largeur de 23" - 32" : Capacité de 450lb. Roue arrière 20"
- pour 350lbs + et 23" de large + inclue deux entretoises à gaz

PDG Profondeurs de Siège - Encercler la mesure désirée

- Ajustée à 16" 17" 18" 19" 20" S/F
- Ajustée à 21" 22" \$0.00

PDG Hauteurs de Siège/Roues- Encercler votre Choix

- | | Hauteur siège | Roues arrière | Roues avant | |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 13" 14" 15" | 16" | 12" x 1-1/2 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 17" 18" | | 12" x 1-1/2 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 13" 14" 15" | 16" | 20" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 17" 18" | | 20" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 15" 16" 17" | 18" | 16" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 19" 20" | | 16" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 15" 16" 17" | 18" | 16" x 1-3/8 8" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 19" 20" | | 16" x 1-3/8 8" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 15" 16" 17" | 18" | 24" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 19" 20" | | 24" x 1-3/8 6" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 15" 16" 17" | 18" | 24" x 1-3/8 8" x 1-1/4 | S/F |
| <input type="checkbox"/> | 19" 20" | | 24" x 1-3/8 8" x 1-1/4 | S/F |
- Les roues avant & arrière standards sont en uréthane.

PDG Roues Arrière / Options d'Essieux

- Essieux arrière fixes std
- Essieux à dégagement rapide std
- Pneumatiques arrière S/F
- Pneumatiques arrière, insertions anti-crevaisons \$200.00
- Cerceaux de roulement en acier (arrière 20" ou 24") std
- Cerceaux de roulement plastifiés (arrière 20" ou 24") \$95.00
- Roues avant 8"x2" uréthane (arrière 16" ou 24") \$135.00
- Roues avant 8"x2" pneumatique (arrière 16" ou 24") \$135.00

PDG Options de Siège / Ceintures

- Sans plaque du siège S/F
- Plaque du siège (sans coussin) \$140.00
- Ceinture type Auto générique \$85.00
- Ceinture type Auto "Body Point" \$125.00
- Protège-vêtements (plastique noir) \$100.00

PDG Options de Coussins de Siège

- Aucun coussin std
- Coussins Matrix-V d'une largeur de 14" à 20" \$590.00
- Coussin Spare Matrix-V d'une largeur de 14" à 20" \$115.00
- Coussins Matrix-V de 21" à 22" de large \$645.00
- Coussin Spare Matrix-V de 21" à 22" de large \$125.00
- Coussins mousse contour Solar / texturée < 24" \$398.00
- Coussins mousse contour Solar / texturée 25" à 32" \$498.00
- Coussins réducteur de pression Solar jusqu'à 24" \$598.00
- Coussins réducteur de pression Solar de 25" à 32" \$698.00
- Housse Spare Solar supplémentaire \$100.00
- Encercler la profondeur du coussin: 16" 18" 20" 22"
- Dossier Matrix** - Encercler la largeur et hauteur
- Choisir la largeur 15/16/17 ou 17/18/19 ou 19/20 \$695.00
- Choisir la hauteur 12" 16" 20"
- Choisir la largeur 19/20, 20/21, 22/23 ou 24/25 \$995.00
- Choisir la hauteur 16" 20"
- Housse supplémentaire \$115.00
- Information sur Matrix, visiter www.motionconcepts.com

PDG Hauteurs & Inclinaisons du Siège

- Encercler l'angle du siege désirée 90 96 102 108 114 120
- Hauteur std du châssis, sans toile, 25" transversal S/F
- Hauteur std du châssis, sans toile, 25" style cane st \$80.00
- Hauteur élevé du châssis, sans toile, 31" transversal \$60.00
- Hauteur élevé du châssis, sans toile, 31" style cane \$120.00
- Hauteur/angle ajustable de la barre de poussée \$415.00
- Toile de dossier standard ajusté à - 21" 22" 23" \$60.00
- Toile courte sur dossier standard ajusté à - 18" 20" \$125.00
- Toile longue sur dossier élevé ajusté à - 24" 26" \$125.00
- Extension de dossier de 10" \$60.00
- Extension de dossier non compatible avec barre ajustable
- Dossier inclinable - 30 degrés maximum \$1,200.00
- Barre ajustable recommandée avec le dossier inclinable.
- Dossier rabattable- Non compatible, dossier inclinable S/F
- Dossier à ressort- Non compatible, dossier inclinable \$105.00

PDG Appui-tête - par www.stealthproducts.com

- Plaque de montage d'appui-tête \$25.00
- Plaque est obligatoire avec l'Appui-tête sur barre transversal
- Plaque de montage non compatible avec barre ajustable
- CP175 avec garniture de 14" & multi axe matériel \$461.00
- CP275 avec garniture de 10" & multi axe matériel \$461.00
- Information sur Stealth, visiter www.stealthproducts.com

Les prix sont sujets à changements sans préavis.

Unit 102 - 366 East Kent Ave. South, Vancouver, BC V5X 4N6

PDG Stellar brevet # 6647064 Tél.: 604-323-9220 Sans Frais: 888-858-4422 Téléc.: 604-323-9097 info@prodgroup.com www.prodgroup.com

Détaillant: _____
 # Compte: _____ Tél.: _____ Téléc. _____
 # BC: _____
 Bénéficiaire: _____

PDG Types d'Appuis-bras

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | Sans appuis-bras | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Pleine longueur , hauteur non ajustable (12") | std |
| <input type="checkbox"/> | Pleine longueur , hauteur ajustable (10" à 14") | \$295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Pleine longueur , hauteur ajustable (12" à 16") | \$295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras 3" vers l'avant | \$59.00 |
| <input type="checkbox"/> | 3" d' extension des tubes d'appuis-bras | \$59.00 |
| <input type="checkbox"/> | Courte longueur , hauteur ajustable (10" à 14") | \$295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Courte longueur , hauteur ajustable (12" à 16") | \$295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras escamotables: 10" 11" 12" 13" 14" | \$295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Elargissement appuis-bras rajoute 2" au siège (lg) | \$375.00 |
| - | Adaptateur d'élargissement compatible avec siège 17" & plus | |
| Appuis-bras spécialité | | |
| <input type="checkbox"/> | Garnitures plus large de 3" (pr) longue__ courte__ | \$49.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras TRx Contour - gauche (4.5" x 13") | \$85.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras TRx plat - gauche (4.5" x 5") | \$55.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras TRx Contour - droit (4.5" x 13") | \$85.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-bras TRx plat - droit (4.5" x 5") | \$55.00 |
| - | Les garnitures de 3" plus larges peuvent interférer avec les roues dans certaines configurations. | |

PDG Spécifications de Bascule

- Poids d'utilisateur _____ approx. Grandeur _____ approx.
- Le poids et la grandeur sont utilisés pour un ajustement approximatif. Veuillez vérifier lors de la livraison.
- Bascule d'aidant / Bascule actionné par l'utilisateur**
- | | | |
|--|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Actionné par l'aidant: à gauche__ ou à droite__ | std |
| <input type="checkbox"/> | Actionné par l'utilisateur: à gauche__ ou à droite__ | std |
| | Activation double-Dossier incl. gauche__ droite__ | \$195.00 |
| <input type="checkbox"/> | Poignée d'activation longue | \$48.00 |
| - | Activation par l'utilisateur peut être non compatible avec roue 12", appuis-bras courts ou dossier rabattable. Contactez PDG | |
| - | Action par l'utilisateur non compatible avec 23" + largeur. | |
| [X] | Pièce limitant la bascule à moins de 45 degrés | std |
| | limite de la bascule à 20 25 30 35 40 45 degrés | |
| Note pour poids lourd et/ou grande taille | | |
| <input type="checkbox"/> | Deux entretoises à gaz. (aide au soulèvement) | \$300.00 |
| - | Nécessaire pour bascule actionné par l'utilisateur d'un poids de plus de 200 lbs. | |
| - | Bascule limitée à 30 degrés max avec deux entretoises à gaz | |

PDG Autres Options

- Tige à Soluté, Support de Ventilateur, Support à O2**
- | | | |
|--------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Tige à Soluté | \$350.00 |
| <input type="checkbox"/> | Support à ventilateur: marque/modèle _____ | \$495.00 |
| | Requiert délai de livraison. | |
| <input type="checkbox"/> | Support à bouteille à O2. Type de bouteille: _____ | \$350.00 |

PDG Freins, Anti-basculants Arrière

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | Freins poussées | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Freins tirés | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Freins pour aidant | \$60.00 |
| <input type="checkbox"/> | Freins actionnés par l'utilisateur (roues d'aidant) | \$125.00 |
| - | Non compatible avec roues arrière de 12" | |
| <input type="checkbox"/> | Extensions de freins | \$60.00 |
| [X] | Anti-basculants | S/F |
| - | Anti-basculants recommandés: accessoires de sécurité. | |

PDG Options d'Appuis-pieds (en pair) Ajustable de 13" à 17"

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | Sans appuis-pieds | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-pieds 70° télescopiques | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-pieds télesc avec angles ajustable aux genoux | \$290.00 |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-pieds 60° ou 70° escamotables | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-pieds 70° fuselés escamotables | \$0.00 |
| - | Appuis-pieds fuselés non compatibles avec siège moins de 18" | |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-jambes élévatoires escamotables | \$355.00 |
| <input type="checkbox"/> | Adaptateurs escamotables (sans appuis-pieds) | S/F |
| - | Adaptateurs escamotables Inclues avec fauteuil | |
| <input type="checkbox"/> | Extensions de tubes extra-longs 15"-19" - ajoutez | S/F |
| <input type="checkbox"/> | Mesurées de la plaque du siège aux palettes d'appuis-pieds. | |
| <input type="checkbox"/> | Tubes extra-longs disponibles sur palettes std ajust en angle | |
| <input type="checkbox"/> | Appuis-jambes élévatoires escamotables compensateurs | \$740.00 |
| - | Adaptateurs escamotables sont nécessaires pour les appuis-pieds commandés de d'autres fabricants. | |
| - | Pour commander une seul côté: diviser/ 2 et additionnez 25%. | |

PDG Options de Palettes (en pair)

- | | | |
|--------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Palettes standards - composite | std |
| <input type="checkbox"/> | Palettes ajustables en angles | \$155.00 |
| <input type="checkbox"/> | Palettes surdimensionnées en aluminium | \$120.00 |
| - | Les Palettes surdimensionnées pour fauteuil large de 18" + | |
| <input type="checkbox"/> | Palette complète (télescopique) | \$350.00 |
| <input type="checkbox"/> | Palette complète (escamotable) | \$395.00 |
| - | Ces prix s'appliquent avec commande d'un fauteuil. | |

Accessoires d'Appuis-pieds/Appuis-jambes

- | | | |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | Courroies appui-talons ajustables (pr) | \$55.00 |
| <input type="checkbox"/> | Courroie appuis-mollets | \$49.00 |

Valeur totale au détail \$ _____

Besoin de sur mesure ou d'accessoires ? www.prodgroup.com

Les prix sont sujets à changements sans préavis.

Unit 102 - 366 East Kent Ave. South, Vancouver, BC V5X 4N6

PDG Stellar brevet # 6447064 Tél.: 604-323-9220 Sans Frais: 888-858-4422 Téléc.: 604-323-9097 info@prodgroup.com www.prodgroup.com