

Fauteuils Roulants Manuels à Positionnement **INCLINABLE** de



FUZE T50 

Soulagement des points de pression corporels et positionnement

- S'incline à 50°
- Inclinaison au centre de gravité
- Position de l'essieu à réglage facile
- Mécanisme d'inclinaison sans effort
- Largeur du siège (réglable) : 12 po (30,4 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Profondeur du siège (réglable) : 15 po (38,1 cm) à 22 po (55,9 cm)
- Hauteur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Angle du dossier : 90° à 120°
- Poids maximal : 250 lb (113,4 kg)



FUZE T20 

Positionnement et propulsion avec les pieds

- S'incline à 20°
- Idéal pour la propulsion manuelle et avec les pieds en position inclinée ou droite
- Position de l'essieu à réglage facile
- Point d'inclinaison à l'avant de façon à garder les genoux à une hauteur constante lorsque le fauteuil est en position inclinée
- Largeur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Profondeur du siège (réglable) : 15 po (38,1 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Hauteur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Angle du dossier : 90° à 120°
- Poids maximal : 250 lb (113,4 kg)



FUZE T50 JR. 

Soulagement des points de pression corporels et positionnement pour les personnes de plus petite taille

- S'incline à 50°
- Inclinaison au centre de gravité
- Position de l'essieu à réglage facile
- Mécanisme d'inclinaison sans effort
- Largeur du siège (réglable) : 12 po (30,4 cm) à 18 po (45,7 cm)
- Profondeur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Hauteur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Angle du dossier : 90° à 120°
- Poids maximal : 180 lb (81,6 kg)



STELLAR 

Soulagement des points de pression corporels et positionnement

- S'incline à 45°
- Idéal pour la propulsion manuelle
- Position de l'essieu à réglage facile
- Point d'inclinaison près de l'avant de façon à garder les genoux en position basse
- Largeur du siège (non réglable) : 14 po (35,6 cm) à 32 po (81,3 cm)
- Profondeur du siège (réglable) : 16 po (40,6 cm) à 22 po (55,9 cm)
- Hauteur du siège (réglable) : 14 po (35,6 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Angle du dossier : 90° à 122°
- Poids maximal : 250 lb (113,4 kg); mise à niveau jusqu'à 450 lb (203,1 kg)



BENTLEY 

Positionnement et soutien de la posture Pour les personnes aux prises avec des troubles d'agitation

- S'incline à 20°
- Idéal pour la propulsion manuelle et avec les pieds en position inclinée ou droite
- Position de l'essieu à réglage facile
- Point d'inclinaison à l'avant de façon à garder les genoux à une hauteur constante lorsque le fauteuil est en position inclinée
- Largeur du siège (non réglable) : 14 po (35,6 cm) à 32 po (81,3 cm)
- Profondeur du siège (réglable) : 16 po (40,6 cm) à 22 po (55,9 cm)
- Hauteur du siège (réglable) : 13 po (33 cm) à 20 po (50,8 cm)
- Angle du dossier : 90° à 122°
- Poids maximal : 250 lb (113,4 kg); mise à niveau jusqu'à 450 lb (203,1 kg)
- Mise à niveau pour troubles d'agitation importants offerte